

eBite

Intraoral lighting and suction system

Интраоральная система подсветки и аспирации



Система аспирации



Распорка для челюсти



Ретрактор для языка



Интраоральная подсветка



eBite Wireless & Rechargeable Intraoral Lighting System

Intraoral Suction & Lighting System



- Беспроводная и перезаряжающаяся система интраоральной подсветки
- Распорка для челюсти: рот пациента всегда широко открыт
- Целых пять светодиодов обеспечивают идеальную подсветку всей ротовой полости - никакой другой источник света вам не потребуется
- Встроенная система аспирации
- Врач может работать без ассистента
- Ретрактор защищает язык пациента во время лечения и является частью системы аспирации
- Разработано для повышения комфорта пациента: свет аппарата не раздражает глаза в отличие от фонаря установки
- Высокий уровень комфорта и сервиса повышает лояльность пациента к клинике
- Инновационный, респектабельный подход к лечению



eBite Аспирационная система

Спецификации

Распорка для челюсти	Автоклавируется, Размеры : S,L,XS,XL Материал: Силикон
LED светодиод	Источник света – 5 000 Люкс Срок службы – 50 000 часов
Батарея	Зарядка – 1 час Непрерывная работа – 2 часа



Система аспирации



Одноразовый чехол

