


**СИСТЕМА РАББЕРДАМ (КЛАМПЫ, ИНСТРУМЕНТЫ, АКСЕССУАРЫ) DENTECH CORPORATION, ЯПОНИЯ**  
**ПРАЙС-ЛИСТ с 09.03.2017г.**

Клампы для премоляров	стр. 1-3
Клампы для моляров	стр. 3-7
Клампы для фронтальной группы зубов - «бабочки»	стр. 7-8
Клампы «тигровые» с ретенционными зубцами	стр.8-9
Клампы для молочных зубов и первых детских моляров	стр.9-10
Клампы Brinker (Бринкер) – «десневые ретракторы» <b>НОВИНКИ! ОБРАТИТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!</b>	стр.10-11
Клампы специального назначения	стр.11
Наборы, подставки и отдельные инструменты	стр.11-13
Латексные листы для раббердама DuraDam™	стр.13

| КЛАМПЫ С КРЫЛЬЯМИ

| КЛАМПЫ БЕЗ КРЫЛЬЕВ



Клампы KSK™ изготавливаются из специальной закаленной нержавеющей стали, что придает им превосходный пружинящий эффект и максимальную устойчивость к коррозии. Для лучшей фиксации на зубе щечки клампов затачиваются на специальном оборудовании. Чтобы гарантировать высокую упругость и долгий срок службы клампов, каждая партия продукции проходит проверку на прочность.

**ВАЖНО!**

Не рекомендуется растягивать клампы более чем на 1,5мм относительно ширины зуба. Приложение чрезмерного усилия при растяжении клампа может привести к его поломке. После 4'000 применений возможна поломка клампа вследствие усталости металла. Клампы, подставки для них и инструменты Dentech рекомендуется автоклавирировать при температуре не более 132°C.

**КЛАМПЫ ДЛЯ ПРЕМОЛЯРОВ (DENTECH CORPORATION, ЯПОНИЯ)**

Цены на клампы для премоляров **из полированной стали** – 9,75\$

Цены на клампы для премоляров **с черным покрытием** – 13,30\$

(оплата по курсу ЦБ РФ)

<p align="center"><b>№0 полированная сталь</b></p> <p>Клампы для премоляров верхней и нижней челюсти, резцов верхней челюсти. Щечки клампа имеют небольшой размер.</p>		<p align="center"><b>№0-B с черным покрытием</b></p> <p>При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p align="center"><b>№00 полированная сталь</b></p> <p>Клампы для премоляров нижней и верхней челюсти, резцов нижней челюсти. Щечки клампа меньше, чем у клампа №0.</p>		<p align="center"><b>№00-B с черным покрытием</b></p> <p>При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p align="center"><b>№1 полированная сталь</b></p> <p>Клампы для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти, для зубов с сильно разрушенной или отсутствующей коронковой частью. Щечки клампа имеют воронкообразный изгиб в апикальном направлении.</p>		<p align="center"><b>№1-B с черным покрытием</b></p> <p>При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	

<p><b>№1А Полированная сталь</b> Клампы для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти, для зубов с сильно разрушенной или отсутствующей коронковой частью. Кламп имеет выраженные углы, выступающие значительно ниже плоскости щечек.</p>		<p><b>№1А-В с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№2 Полированная сталь</b> Клампы для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти, для зубов с незначительными разрушениями коронковой части, сохраненной ферулой и выраженным экватором. Щечки плоские, малого радиуса.</p>		<p><b>№2-В с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№2А Полированная сталь</b> Клампы для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти, для зубов с незначительными разрушениями коронковой части, сохраненной ферулой и выраженным экватором. Латеральные крылья небольшого размера. Щечки плоские, среднего радиуса.</p>		<p><b>№2А-В с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№W2А Полированная сталь</b> Клампы для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти, для зубов с незначительными разрушениями коронковой части, сохраненной ферулой и выраженным экватором. Латеральные крылья отсутствуют. Щечки плоские, среднего радиуса.</p>		<p><b>№W2А-В с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№22 Полированная сталь</b> Клампы для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти, для зубов с незначительными разрушениями коронковой части, сохраненной ферулой и выраженным экватором. Латеральные крылья отсутствуют. Он удобен при одевании перфорации латексного платка через кламп.</p>		<p><b>№22-В с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№27 Полированная сталь</b> Клампы для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти, для зубов с сильно разрушенной или отсутствующей коронковой частью. Щечки имеют воронкообразный изгиб в апикальном направлении.</p>		<p><b>№27-В с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№29 Полированная сталь</b> Клампы для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти, для зубов с сильно разрушенной или отсутствующей коронковой частью. В отличие от клампа №27, имеет более широкий щёчки и меньший радиус дуги.</p>		<p><b>№29-В с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№206 Полированная сталь</b> Клампы для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти, для зубов с сильно разрушенной или отсутствующей коронковой частью. Латеральные крылья большого размера. Щечки клампа имеют воронкообразный изгиб в апикальном направлении.</p>		<p><b>№206-В с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№207 Полированная сталь</b> Клампы для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти, для зубов с незначительными разрушениями коронковой части, сохраненной ферулой и выраженным экватором. Латеральные крылья большого размера. Щечки клампа плоские.</p>		<p><b>№207-В с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	

<p><b>№208 Полированная сталь</b> Клампы для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти, для зубов с незначительными разрушениями коронковой части, сохраненной ферулой и выраженным экватором. Латеральные крылья большого размера. Щечки клампы плоские. Для премоляров крупного размера.</p>		<p><b>№208-B с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампы наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№209 Полированная сталь</b> Клампы для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти, для зубов с незначительными разрушениями коронковой части, сохраненной ферулой и выраженным экватором. Латеральные крылья большого размера. Щечки клампы плоские, среднего радиуса.</p>		<p><b>№209-B с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампы наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	

**КЛАМПЫ ДЛЯ МОЛЯРОВ (DENTECH CORPORATION, ЯПОНИЯ)**

Цены на клампы для моляров из полированной стали – 9,75\$

Цены на клампы для моляров с черным покрытием – 13,30\$

(оплата по курсу ЦБ РФ)

<p><b>№3 Полированная сталь</b> Клампы для моляров верхней и нижней челюсти, с невыраженным экватором и/или со значительно разрушенной медиальной поверхностью зуба. Щечки плоские, небольшого размера.</p>		<p><b>№3-B с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампы наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№W3 Полированная сталь</b> Клампы для моляров небольшого размера, дистопированных из зубного ряда; для моляров верхней челюсти, иногда имеющих ромбовидную форму; для фиксации на восьмые зубы (зубы мудрости).</p>		<p><b>№W3-B с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампы наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№4 Полированная сталь</b> Аналог клампы №3 - для моляров верхней и нижней челюсти с небольшой или разрушенной коронковой частью. Особенность клампы - изогнутые боковые щечки.</p>		<p><b>№4-B с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампы наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№5 Полированная сталь</b> Клампы для моляров верхней и нижней челюсти. Имеет средний диаметр и размер щечек. Удобен при создании реставраций II-класса по Блэку.</p>		<p><b>№5-B с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампы наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№7 Полированная сталь</b> Клампы для моляров верхней и нижней челюсти. Особенность клампы - плоские боковые щечки. Один из наименее агрессивных клампов, может применяться при реставрации I-класса по Блэку, если она проводится на фиссурном кариесе.</p>		<p><b>№7-B с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампы наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№7A Полированная сталь</b> Клампы для очень больших моляров верхней и нижней челюсти. По сравнению с клампом №7, обладает большей дугой и радиусом щечек.</p>		<p><b>№7A-B с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампы наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	

<p><b>№7B Полированная сталь</b> Клампы для ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ больших моляров верхней и нижней челюсти. По сравнению с клампом №7А, обладает еще большей дугой и радиусом щечек.</p>		<p><b>№7B-B Недоступно с черным покрытием</b></p>	
<p><b>№8 Полированная сталь</b> Клампы для моляров верхней и нижней челюсти с выраженным воронкообразным изгибом щечек. Применяется при сильном разрушении коронковой части и препарировании тканей зуба в пришеечной области.</p>		<p><b>№8-B с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№8A Полированная сталь</b> Клампы для моляров верхней и нижней челюсти с очень разрушенной, практически отсутствующей, коронковой частью. Имеет удлиненные боковые щечки и выступающие углы.</p>		<p><b>№8A-B с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>W8A Полированная сталь</b> Клампы для моляров верхней и нижней челюсти с очень разрушенной, практически отсутствующей, коронковой частью. Имеет удлиненные боковые щечки и выступающие углы. Крылья отсутствуют. <b>Аналог клампа Brinker B1</b></p>		<p><b>W8A-B с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом. <b>Аналог клампа Brinker B1</b></p>	
<p><b>№10 Полированная сталь</b> Клампы для моляров верхней и нижней челюсти, левый. Имеет асимметричные щечки.</p>		<p><b>№10-B с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№11 Полированная сталь</b> Клампы для моляров верхней и нижней челюсти, правый. Имеет асимметричные щечки.</p>		<p><b>№11-B с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№12A Полированная сталь</b> Клампы с дополнительными ретенционными пунктами на щечках (тигровый кламп). Он разработан для установки на третьи моляры верхней челюсти слева и третьи моляры нижней челюсти справа. Может использоваться для установки на сильно разрушенные зубы, на несъемные ортопедические конструкции, при отсутствии экватора зуба.</p>		<p><b>№12A-B с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№13A Полированная сталь</b> Клампы с дополнительными ретенционными пунктами на щечках (тигровый кламп). Он разработан для установки на третьи моляры верхней челюсти справа и третьи моляры нижней челюсти слева. Может использоваться для установки на сильно разрушенные зубы, на несъемные ортопедические конструкции, при отсутствии экватора зуба.</p>		<p><b>№13A-B с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№14 Полированная сталь</b> Клампы для частично прорезавшихся моляров верхней и нижней челюсти, а также зубов, имеющих значительное разрушение коронковой части или полностью разрушенную мезиальную стенку. Щечки небольшого размера, изогнуты по плоскости в виде воронки.</p>		<p><b>№14-B с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	

<p><b>№14А Полированная сталь</b></p> <p>Клампа для частично прорезавшихся моляров верхней и нижней челюсти, а также для зубов, имеющих значительное разрушение коронковой части или полностью разрушенную мезиальную стенку. В отличие от клампа №14 имеет широкие щечки.</p>		<p><b>№14А-В с черным покрытием</b></p> <p>При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№14АН Полированная сталь</b></p> <p>Клампа для частично прорезавшихся моляров верхней и нижней челюсти, а также для зубов, имеющих значительное разрушение коронковой части или полностью разрушенную мезиальную стенку. В отличие от клампа №14 имеет более плоские щечки и дугу другой формы.</p>		<p><b>№14АН-В с черным покрытием</b></p> <p>При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№15 Полированная сталь</b></p> <p>Клампа для моляров верхней и нижней челюсти с более широкой дугой, обеспечивающей хорошее прижатие щечек к шейке зуба и ретенцию клампа. Щечки клампа имеют большой радиус и эллиптическую форму. Клампа предназначен для зубов с коронковой частью большого размера.</p>		<p><b>№15-В с черным покрытием</b></p> <p>При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№18 Полированная сталь</b></p> <p>Клампа для моляров верхней и нижней челюсти. Без крыльев. Наружные края щечек закруглены для большей компактности. Типичная область применения – как якорный клампа при протяженных участках изоляции.</p>		<p><b>№18-В с черным покрытием</b></p> <p>При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№24 Полированная сталь</b></p> <p>Клампа для моляров верхней и нижней челюсти. Крылья отсутствуют, щечки асимметричные. Рекомендуется при изоляции протяженных участков как якорный клампа. Асимметрия щечек клампа предполагает его использование с левой стороны.</p>		<p><b>№24-В с черным покрытием</b></p> <p>При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№25 Полированная сталь</b></p> <p>Клампа для моляров верхней и нижней челюсти. Крылья отсутствуют, щечки асимметричные. Рекомендуется при изоляции протяженных участков как якорный клампа. Асимметрия щечек клампа предполагает его использование с правой стороны.</p>		<p><b>№25-В с черным покрытием</b></p> <p>При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№26 Полированная сталь</b></p> <p>Клампа для моляров верхней и нижней челюсти. Крылья отсутствуют, среднего размера щечки вогнуты в апикальном направлении. Идеален как якорный клампа на зубы с коронковыми частями среднего размера.</p>		<p><b>№26-В с черным покрытием</b></p> <p>При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№28 Полированная сталь</b></p> <p>Клампа для моляров верхней и нижней челюсти. Крылья отсутствуют, увеличенные щечки вогнуты в апикальном направлении. Идеален как якорный клампа на зубы с большой коронковой частью.</p>		<p><b>№28-В с черным покрытием</b></p> <p>При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№30 Полированная сталь</b></p> <p>Клампа для моляров верхней челюсти справа. Щечки асимметричные, крылья отсутствуют. На одной из щечек есть шип, смещенный к медиальному, вестибулярному углу клампа. Он обеспечивает возможность дополнительной ретенции в области рецессии краевой десны в проекции фуркации корней моляров верхней челюсти с вестибулярной стороны (дефекты I-II класса по Гликману).</p>		<p><b>№31 Полированная сталь</b></p> <p>Клампа для моляров верхней челюсти слева. Щечки асимметричные, крылья отсутствуют. На одной из щечек есть шип, смещенный к медиальному, вестибулярному углу клампа. Он обеспечивает возможность дополнительной ретенции в области рецессии краевой десны в проекции фуркации корней моляров верхней челюсти с вестибулярной стороны (дефекты I-II класса по Гликману).</p>	

<p><b>№51 Полированная сталь</b> Клампы для моляров нижней челюсти. Крылья отсутствуют. В отличие от клампов №30 и №31, имеет симметричные щеки.</p>		<p><b>№51-В с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампы наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№56 Полированная сталь</b> Клампы для моляров верхней и нижней челюсти – один из наиболее востребованных универсальных клампов для всех видов терапевтических работ. Имеет крылья и симметричные, среднего радиуса, щеки несильно изогнутые по плоскости.</p>		<p><b>№56-В с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампы наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№56А Полированная сталь</b> Клампы для моляров верхней и нижней челюсти. Имеет симметричные щеки большого радиуса для зубов с крупной коронковой частью.</p>		<p><b>№56А-В с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампы наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№U67 Полированная сталь</b> Компактный клампы для моляров верхней и нижней челюсти. Имеет скошенные внутрь изогнутые щеки среднего размера. Удобен при работе с дистопированными зубами.</p>		<p><b>№U67-В с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампы наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№138 Полированная сталь</b> Клампы для третьих моляров, левый. Крылья отсутствуют, асимметричные щеки расположены на разных уровнях.</p>		<p><b>№138-В с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампы наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№139 Полированная сталь</b> Клампы для третьих моляров, правый. Крылья отсутствуют, асимметричные щеки расположены на разных уровнях.</p>		<p><b>№139-В с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампы наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№200 Полированная сталь</b> Клампы для моляров верхней и нижней челюсти. Наряду с клампом №7, является одним из наименее агрессивных клампов. Клампы можно надежно фиксировать на зубы среднего размера. На боковых крыльях имеются дополнительные овальные отверстия, облегчающие снятие края перфорации латексного платка при установке.</p>		<p><b>№200-В с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампы наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№201 Полированная сталь</b> Клампы для моляров верхней и нижней челюсти. Щеки симметричные. Отличается от клампы №200 наличием воронкообразных щечек, изогнутых в апикальном направлении для лучшей фиксации. На боковых крыльях имеются дополнительные овальные отверстия, облегчающие снятие края перфорации латексного платка при установке.</p>		<p><b>№201-В с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампы наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№202 Полированная сталь</b> Клампы для моляров верхней и нижней челюсти. Для зубов с крупной коронковой частью. Наряду с клампом №200, является одним из наименее агрессивных клампов. На боковых крыльях имеются дополнительные овальные отверстия, облегчающие снятие края перфорации латексного платка при установке.</p>		<p><b>№202-В с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампы наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	





<p><b>№203 Полированная сталь</b></p> <p>Клампы для моляров верхней и нижней челюсти, справа. Подходит для установки на зубы с невыраженным экватором, возможно со значительно разрушенной медиальной коронковой поверхностью. Кламп имеет асимметричные щечки и дугу небольшого радиуса.</p>		<p><b>№203-B с черным покрытием</b></p> <p>При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№204 Полированная сталь</b></p> <p>Клампы для моляров верхней и нижней челюсти, слева. Подходит для установки на зубы с невыраженным экватором, возможно со значительно разрушенной медиальной коронковой поверхностью. Кламп имеет асимметричные щечки и дугу небольшого радиуса.</p>		<p><b>№204-B с черным покрытием</b></p> <p>При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№205 Полированная сталь</b></p> <p>Клампы для моляров верхней и нижней челюсти. В отличие от клампа №200, его щечки воронкообразно изогнуты в апикальном направлении для лучшей фиксации, а жесткая дуга имеет прямоугольный профиль с сильно скругленными краями.</p>		<p><b>№205-B с черным покрытием</b></p> <p>При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	

**КЛАМПЫ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЗУБОВ (DENTECH CORPORATION, ЯПОНИЯ)**

Цены на клампы для фронтальной группы из полированной стали – 11,80\$

Цены на клампы для фронтальной группы с черным покрытием – 16,00\$

(оплата по курсу ЦБ РФ)

<p><b>№6 Полированная сталь</b></p> <p>Клампы «бабочка» с двумя дугами для резцов и клыков верхней челюсти. Для зубов с выраженной небной долей коронковой части, возможно с выраженным слепым отверстием, для крупных коронок.</p>		<p><b>№6-B с черным покрытием</b></p> <p>При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№9 Полированная сталь</b></p> <p>Клампы «бабочка» с двумя дугами для резцов и клыков нижней челюсти. Щечки одного размера, имеются крылья для фиксации клампа в перфорации латексного платка при его одевании на опорные зубы.</p>		<p><b>№9-B с черным покрытием</b></p> <p>При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№90N Полированная сталь</b></p> <p>Клампы «бабочка» с двумя дугами для резцов и клыков нижней челюсти. Щечки одного размера, чуть меньшего диаметра, чем у клампа №9, крылья для фиксации клампа в перфорации латексного платка отсутствуют.</p>		<p><b>№90N-B с черным покрытием</b></p> <p>При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№210 Полированная сталь</b></p> <p>Клампы «бабочка» с двумя дугами для резцов и клыков верхней челюсти, для зубов с выраженной небной долей коронковой части, возможно с выраженным слепым отверстием, для коронок среднего размера.</p>		<p><b>№210-B с черным покрытием</b></p> <p>При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№211 Полированная сталь</b></p> <p>Клампы «бабочка» с двумя дугами для резцов и клыков нижней челюсти. Щечки одного размера, чуть меньшего диаметра, чем у клампа №9.</p>		<p><b>№211-B с черным покрытием</b></p> <p>При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	

<p><b>№212 Полированная сталь</b> Клампы «бабочка» с двумя дугами для резцов, клыков и премоляров верхней и нижней челюсти. Щечки одного размера, чуть меньшего диаметра, чем у клампа №9, крылья для фиксации клампа в перфорации латексного платка отсутствуют.</p>		<p><b>№212-B с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом. <b>Аналог клампа Brinker B6</b></p>	
<p><b>№212SA Полированная сталь</b> Цервикальный кламп «бабочка» с двумя дугами для резцов, клыков и премоляров верхней и нижней челюсти. Сильный зажим мягких тканей. Крылья для фиксации клампа в перфорации латексного платка отсутствуют. <b>Аналог клампа Brinker B5</b></p>		<p><b>№212SA-B с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом. <b>Аналог клампа Brinker B5</b></p>	

**КЛАМПЫ «ТИГРОВЫЕ» С РЕТЕНЦИОННЫМИ ЗУБЦАМИ (DENTECH CORPORATION, ЯПОНИЯ)**  
**Цены на клампы для фронтальной группы из полированной стали – 12,25\$**  
**Цены на клампы для фронтальной группы с черным покрытием – 16,65\$**  
(оплата по курсу ЦБ РФ)

<p><b>№1Т Полированная сталь</b> Клампы для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти, для зубов с сильно разрушенной или отсутствующей коронковой частью. Латеральные крылья небольшого размера. Щечки клампа имеют воронкообразный изгиб в апикальном направлении.</p>		<p><b>№1Т-B с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№1АТ Полированная сталь</b> Клампы для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти, для зубов с сильно разрушенной или отсутствующей коронковой частью. Кламп имеет выраженные углы, выступающие значительно ниже плоскости щечек.</p>		<p><b>№1АТ-B с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№2Т Полированная сталь</b> Клампы для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти, для зубов с незначительными разрушениями коронковой части, сохраненной ферулой и выраженным экватором. Латеральные крылья небольшого размера. Щечки клампа плоские, малого радиуса.</p>		<p><b>№2Т-B с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№2АТ Полированная сталь</b> Клампы для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти, имеющих значительное разрушение коронковой части или с полностью разрушенной медиальной стенкой. Имеет щечки небольшого размера как кламп №3.</p>		<p><b>№2АТ-B с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№14Т Полированная сталь</b> Клампы для моляров верхней и нижней челюсти, имеющих значительное разрушение коронковой части или с полностью разрушенной медиальной стенкой. Имеет щечки небольшого размера как у клампа №3, но в отличие от него, щечки изогнуты по плоскости в виде воронки.</p>		<p><b>№14Т-B с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№56Т Полированная сталь</b> Клампы для моляров верхней и нижней челюсти, с диаметром и щечками среднего размера. Имеет выраженную вогнутость щечек и горизонтально расположенные малые крылья.</p>		<p><b>№56Т-B с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	

<p><b>№9Т Полированная сталь</b> Клампы с двумя дугами для резцов и клыков нижней челюсти. Щечки одного размера, имеются крылья для удержания клампы в перфорации латексного платка при его одевании на опорные зубы.</p>		<p><b>№9Т-В с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампы наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
---	--	--	--

**КЛАМПЫ ДЛЯ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ И ПЕРВЫХ ДЕТСКИХ МОЛЯРОВ (DENTECH CORPORATION, ЯПОНИЯ)**

Цены на клампы для молочных зубов и ПДМ из полированной стали – 12,25\$

Цены на клампы для молочных зубов и ПДМ с черным покрытием – 16,65\$

(оплата по курсу ЦБ РФ)

<p><b>№54 Полированная сталь</b> Клампы для 54 зуба, верхний, правый</p>		<p><b>№54-В с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампы наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№55 Полированная сталь</b> Клампы для 55 зуба, верхний, правый</p>		<p><b>№55-В с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампы наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№64 Полированная сталь</b> Клампы для 64 зуба, верхний, левый</p>		<p><b>№64-В с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампы наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№65 Полированная сталь</b> Клампы для 65 зуба, верхний, левый</p>		<p><b>№65-В с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампы наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№74 Полированная сталь</b> Клампы для 74 зуба, нижний, левый</p>		<p><b>№74-В с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампы наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№75 Полированная сталь</b> Клампы для 75 зуба, нижний, левый</p>		<p><b>№75-В с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампы наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№84 Полированная сталь</b> Клампы для 84 зуба, нижний, правый</p>		<p><b>№84-В с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампы наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	

<p><b>№85 Полированная сталь</b> Клампы для 85 зуба, нижний, правый</p>		<p><b>№85-В с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№P-1 Полированная сталь</b> Клампы для 26 зуба, для детских первых моляров</p>		<p><b>№P-1-В с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№P-2 Полированная сталь</b> Клампы для 16 зуба, для детских первых моляров</p>		<p><b>№P-2-В с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	

**КЛАМПЫ BRINKER (DENTECH CORPORATION, ЯПОНИЯ)**

Цены на клампы Brinker – W8A, №42, №43 из полированной стали – 9,75\$

Цены на клампы Brinker W8A-B, №42-B, №43-B с черным покрытием – 13,30\$

(оплата по курсу ЦБ РФ)

<p><b>№ W8A – аналог клампа Brinker B1</b> <b>Полированная сталь</b> Клампы для моляров верхней и нижней челюсти с очень разрушенной, практически отсутствующей, коронковой частью. Имеет удлиненные боковые щечки и выступающие углы. Крылья отсутствуют.</p>		<p><b>№ W8A-B – аналог клампа Brinker B1 с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№42 – аналог клампа Brinker B2</b> <b>Полированная сталь</b> Клампы для моляров верхней челюсти. Асимметрия щечек клампа предполагает его использование с <b>левой стороны</b>. Применяется при очень разрушенной практически отсутствующей коронковой части. Крылья отсутствуют.</p>		<p><b>№ 42-B – аналог клампа Brinker B2 с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№43 – аналог клампа Brinker B3</b> <b>Полированная сталь</b> Клампы для моляров верхней челюсти. Асимметрия щечек клампа предполагает его использование с <b>правой стороны</b>. Применяется при очень разрушенной практически отсутствующей коронковой части. Крылья отсутствуют.</p>		<p><b>№ 43-B – аналог клампа Brinker B3 с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	

Цены на клампы Brinker – 44, 212, 212SA из полированной стали – 11,80\$

Цены на клампы Brinker – 44-B, 212-B, 212SA-B с черным покрытием – 16,00\$

(оплата по курсу ЦБ РФ)

<p><b>№44 – аналог клампа Brinker B4</b> <b>Полированная сталь</b> Универсальный микро-клампы для всех групп зубов. <b>Самый популярный клампы Brinker</b>. Применяется при пломбировании пришеечного кариеса (V-класс по Блеку), создании прямых композитных реставраций, а также при адгезивной фиксации ортопедических конструкций</p>		<p><b>№ 44-B – аналог клампа Brinker B4 с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
<p><b>№212SA аналог клампа Brinker B5</b> <b>Полированная сталь</b> Цервикальный клампы «бабочка» с двумя дугами для резцов, клыков и премоляров верхней и нижней челюсти. Сильный зажим мягких тканей. Крылья для фиксации клампы в перфорации латексного платка отсутствуют</p>		<p><b>№212SA-B аналог клампа Brinker B5 с черным покрытием</b> При производстве, на поверхность клампы наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	

<p><b>№212 аналог клампа Brinker B6</b> Полированная сталь</p> <p>Клампа «бабочка» с двумя дугами для резцов, клыков и премоляров верхней и нижней челюсти. Щетки одного размера, чуть меньшего диаметра, чем у клампа №9, крылья для фиксации клампа в перфорации латексного платка отсутствуют.</p>		<p><b>№212-B аналог клампа Brinker B6 с черным покрытием</b></p> <p>При производстве, на поверхность клампа наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.</p>	
---	--	---	--

<p><b>КЛАМПЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ</b> <b>(DENTECH CORPORATION, ЯПОНИЯ)</b></p>	<p>Цена – 13,80\$ (оплата по курсу ЦБ РФ)</p>
---	---

<p><b>№G-1.</b> Кламп для удержания языка пациента латерально от обрабатываемого ротационным инструментом зуба, предназначен для 46, 47 зубов (правый). Имеет асимметричные щетки, позволяющие вестибулярно закрепить ватный тампон для абсорбции части слюны из полости рта. Особенно рекомендуется при создании пре-эндодонтической композитной реставрации сильно разрушенного зуба.</p>		<p><b>№G-2.</b> Кламп для удержания языка пациента латерально от обрабатываемого ротационным инструментом зуба, предназначен для 36, 37 зубов (левый). Имеет асимметричные щетки, позволяющие вестибулярно закрепить ватный тампон для абсорбции части слюны из полости рта. Особенно рекомендуется при создании пре-эндодонтической композитной реставрации сильно разрушенного зуба.</p>	
---	---	--	---

<p><b>КЛАМПЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ (СЕПАРАТОРЫ)</b> <b>(DENTECH CORPORATION, ЯПОНИЯ)</b></p>	<p>Цена – 58,00\$ (оплата по курсу ЦБ РФ)</p>
--	---

<p><b>№214.</b> Кламп используется для ретракции и фиксации в заданном положении края перфорации латексного платка в области вестибулярного участка периметра шейки зуба при работе с полостями V-класса по Блэку. Наиболее удобно его применение на протяженном изолированном участке зубного ряда с отступом в 1-2 зуба от пломбируемого зуба с фиксацией платка якорными клампами или кордами виджета, если это фронтальный участок. Лучшие результаты в реставрации возможны при дополнительной фиксации двойной лигатуры из флосса на шейке зуба, расположенной ниже прижимных лапок клампа. <b>Освоив его использование, Вы сможете обеспечить изготовление качественной пришеечной реставрации.</b></p>	
<p><b>№215.</b> Наиболее универсальный инструмент для создания идеально плотных контактов между зубами любой групповой принадлежности. Благодаря возможности переставки стягивающего винта с одной стороны резьбовой втулки на другую, кламп может быть установлен в любом секстанте зубных рядов в двух положениях (прижимая десневые сосочки и открывая доступ в межзубное пространство или наоборот, глубже отодвигая межзубную десневую вогнутость под восстанавливаемым контактным пунктом). Совместим со всеми системами матриц, межзубных клиньев и прижимных колец. <b>Возможно, что начав работать с этим клампом, Вам захочется переделать все контактные пункты, сделанные ранее.</b></p>	

<p><b>КЛАМПЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ (СЕПАРАТОРЫ)</b> <b>(DENTECH CORPORATION, ЯПОНИЯ)</b></p>	<p>Цена – 90,00\$ (оплата по курсу ЦБ РФ)</p>
--	---

<p><b>№216.</b> Специальный инструмент для проведения кратковременного разведения пары контактирующих зубов во фронтальном участке зубного ряда верхней и нижней челюсти на доли миллиметра, которые обеспечивает эластичность периодонтальной связки. Это может потребоваться для того, чтобы не разорвать полотно латексного платка и десневые сосочки флоссом, а также при фиксации контурных матриц для создания плотных апроксимальных контактов между медиальными поверхностями соседних зубов при реставрации кариеса III, IV класса по Блэку.</p>	
---	--

<p><b>НАБОР RUBBER DAM TECHNIC SET</b> <b>(DENTECH CORPORATION, ЯПОНИЯ)</b></p>	<p>Цена – 270,00\$ (оплата по курсу ЦБ РФ)</p>
---	--

<p><b>НАБОР RUBBER DAM TECHNIC SET + БОНУС*</b></p> <p><b>Комплектация:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Набор из 12 клампов на подставке (№: 1, 2, 4, 7, 8, 8A, 9, 12A, 13A, 14, 14A, 210)</li> <li>2. Щипцы для установки клампов</li> <li>3. Перфоратор для прокалывания отверстий</li> <li>4. Рамка для латексного листа</li> </ol> <p><b>*БОНУС</b> - 1 упаковка (36 латексных листов DuraDam™): размер средний/medium, толщина 0,18мм., 152x152мм., цвет зеленый, аромат нейтральный. (подробная информация о продукции на стр.13).</p>	
--	--

**НАБОР ИЗ 12 ПОЛИРОВАННЫХ КЛАМПОВ НА ПОДСТАВКЕ**  
(DENTECH CORPORATION, ЯПОНИЯ)

Цена – 156,00\$  
(оплата по курсу ЦБ РФ)

**НАБОР ИЗ 12 КЛАМПОВ НА ПОДСТАВКЕ**

**Комплектация:**

1. Подставка для хранения и стерилизации клампов (металлическая).
2. Клампы (**полированная сталь**) - 12шт. в ассортименте: 1, 2, 4, 7, 8, 8А, 9, 12А, 13А, 14, 14А, 210

**Размер:**  
150х90мм.



**НАБОР ИЗ 12 КЛАМПОВ С ЧЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ НА ПОДСТАВКЕ**  
(DENTECH CORPORATION, ЯПОНИЯ)

Цена – 200,00\$  
(оплата по курсу ЦБ РФ)

**НАБОР ИЗ 12 ЧЕРНЫХ КЛАМПОВ НА ПОДСТАВКЕ**

**Комплектация:**

1. Подставка для хранения и стерилизации клампов (металлическая).
2. Клампы с **черным покрытием** - 12шт. в ассортименте: 1-В, 2-В, 4-В, 7-В, 8-В, 8А-В, 9-В, 12А-В, 13А-В, 14-В, 14А-В, 210-В

**Размер:**  
150х90мм.



При производстве, на поверхность клампов наносится специальный запатентованный оксидный слой. Данная технология позволяет минимизировать блики при использовании яркого операционного света, увеличить контрастность при работе с микроскопом.

**НАБОР ИЗ 8 КЛАМП ДЛЯ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ**  
(DENTECH CORPORATION, ЯПОНИЯ)

Цена – 138,00\$  
(оплата по курсу ЦБ РФ)

**НАБОР ИЗ 8 КЛАМП ДЛЯ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ**

**Комплектация:**

1. Подставка для хранения и стерилизации клампов (металлическая)
2. Клампы 8шт: №: 54, 55, 64, 65, 74, 75, 84, 85

**Размер:**  
90х90мм.



**ПОДСТАВКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 12 КЛАМПОВ**  
(DENTECH CORPORATION, ЯПОНИЯ)

Цена – 56,00\$  
(оплата по курсу ЦБ РФ)

**ПОДСТАВКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИИ 12 КЛАМПОВ**

**Размер:**  
150х90мм.



**ЩИПЦЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ КЛАМПОВ**  
(DENTECH CORPORATION, ЯПОНИЯ)

Цена – 43,00\$  
(оплата по курсу ЦБ РФ)

**ЩИПЦЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ КЛАМПОВ**

Тип: DENTECH

Размеры: 165х70мм.

**Особенности:** Кончики специальной формы (без шариков) для максимально легкой и удобной постановки/снятия клампов.

Стальные щипцы для установки клампов удобно фиксируются в ладони и надежно удерживают в растянутом положении любой кламп. Для снижения физической нагрузки в процессе установки клампов на изолируемые зубы, на щипцах имеется рамка-фиксатор, свободно передвигающаяся по ручкам щипцов между их изгибом и центральным фиксирующим винтом.



**ПЕРФОРАТОР ДЛЯ ПРОКАЛЫВАНИЯ ОТВЕРСТИЙ**  
(DENTECH CORPORATION, ЯПОНИЯ)

Цена – 80,00\$  
(оплата по курсу ЦБ РФ)

**ПЕРФОРАТОР ДЛЯ ПРОКАЛЫВАНИЯ ОТВЕРСТИЙ**

Тип: Ainsworth  
Размеры: 155x75мм.  
Кол-во отверстий: 5

Барабан, закрепленный на одной из браншей пробойника Ainsworth может вращаться вокруг своей оси. На барабане есть 5 сквозных отверстий разного диаметра для формирования в латексном платке перфораций под различные группы зубов.




**РАМКА ДЛЯ ЛАТЕКСНЫХ ЛИСТОВ**  
(DENTECH CORPORATION, ЯПОНИЯ)

Цена – 24,00\$  
(оплата по курсу ЦБ РФ)

**РАМКА ДЛЯ ЛАТЕКСНЫХ ЛИСТОВ**

Тип: Young  
Размер:  
108x95мм. – внутренний размер  
118x110мм. – внешний размер  
Особенности: винты для фиксации флосса.



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ФИКСАЦИИ ЛАТЕКСНОГО ЛИСТА НА РЕТЕЙНЕРАХ РАМКИ

**ЛАТЕКСНЫЕ ЛИСТЫ ДЛЯ РАББЕРДАМА DURADAM™**  
(DURAMEDICAL SDN BHD, МАЛАЙЗИЯ)



**Размеры:**

Средний – Medium, толщина 0,18мм., 152x152мм.  
Плотный – Heavy, толщина 0,22мм., 152x152мм.

**Цвета:** зеленый, синий

**Аромат:** нейтральный

**Кол-во в упаковке** – 36шт.

**Транспортная коробка** – 40уп.

**Производитель:** DuraMedical, Малайзия

**Цена:**

до 10 упаковок - 8,00\$  
от 10 упаковок – 7,20\$  
(оплата по курсу ЦБ РФ)

Цены на продукцию приведены в \$ - (оплата по курсу ЦБ РФ)

Вся продукция зарегистрирована в РосЗдравНадзоре и имеет необходимые удостоверения и декларации соответствия:

DENTECH CORPORATION: ФСЗ №2008/02073 от 07.06.2008г. Срок действия не ограничен.

DURAMEDICAL SDN BHD: ФСЗ № 2008/03351 от 24.11.2011г. Срок действия не ограничен.