

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОТРАВЛИВАНИЯ И АДГЕЗИВНЫЕ СИСТЕМЫ	3.2
КОМПОЗИТЫ	3.4
ГЕРМЕТИКИ	3.15
ЦЕМЕНТЫ И ПРОКЛАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	3.16
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КУЛЬТИ ЗУБА	3.19
АМАЛЬГАМЫ	3.19

Материалы для протравливания и адгезивные системы

Gel Etchant

37,5% гель фосфорной кислоты для протравливания дентина и эмали. Благодаря ярко-фиолетовому цвету гель отлично различим во время нанесения. Консистенция материала гарантирует отсутствие подтеканий и отслоений. Легко и быстро смывается, удобен в использовании за счет расфасовки в шприцы.

Gel Etchant Pack **31297**

Состав: 3 шприца (по 3 г), 30 одноразовых насадок

Дополнительная упаковка из 30 одноразовых насадок **26909**



Gel Etchant pack

31297

OptiBond™ FL

FL= наполненный, светоотверждаемый. Эта адгезивная система обеспечивает непревзойденную адгезию к дентину и эмали, одновременно выполняя роль прокладочного материала. Являясь наполненным на 48% бондинговым агентом, OptiBond FL обеспечивает надежную структурную связь. Прост в использовании, не требует смешивания, необходимо лишь однократное отверждение светом.

OptiBond FL **26684 E**

Состав: 1 x 8 мл бутылочка праймера OptiBond FL, 1 x 8 мл бутылочка адгезива OptiBond FL, 1 шприц x 3 г протравливающего геля, 10 одноразовых насадок для шприца с протравливающим гелем, 25 одноразовых емкостей для смешивания, 50 одноразовых аппликаторов.

Дополнительные упаковки OptiBond FL

Праймер OptiBond FL (бутылочка 8 мл) **25881 E**

Адгезив OptiBond FL (бутылочка 8 мл) **25882 E**

OptiBond FL Unidose **33352**

Состав: 50 унидоз (в состав каждой входят 1 унидоза праймера, 1 унидоза адгезива, 1 насадка)



OptiBond Solo™ Plus

Однокомпонентный светоотверждаемый адгезив для всех видов реставраций. Наполненный на 15% запатентованным наполнителем с оптимальным размером частиц в 0,4 мкм, OptiBond Solo Plus обеспечивает более глубокое проникновение в дентинные каналцы, чем ненаполненные или нанонаполненные системы. Это гарантирует исключительную стабильность, непревзойденные показатели прочности сцепления и защиту от постоперационной чувствительности и микроподтеканий.

OptiBond Solo Plus Bottle Kit **29670**

Состав: 2 x 5 мл бутылочки адгезива OptiBond Solo Plus, 1 x 3 г шприц протравливающего геля, 10 одноразовых насадок для шприца с протравливающим гелем, 25 одноразовых емкостей для смешивания, 100 одноразовых аппликаторов.

Дополнительная упаковка OptiBond Solo Plus Bottle Refill **29692**

Состав: 1 x 5 мл бутылочка адгезива OptiBond Solo Plus

OptiBond Solo Plus Unidose Kit **29682**

Состав: 100 унидоз с адгезивом по 0.1 мл (всего 10 мл), 1 x 3 г шприц протравливающего геля, 10 одноразовых насадок для шприца с протравочным гелем, 25 емкостей для смешивания, 100 одноразовых аппликаторов.

Дополнительная упаковка в унидозах OptiBond Solo Plus Unidose Refill Pack **29669**

100 унидоз с адгезивом OptiBond Solo Plus (всего 10 мл)



OptiBond Solo Plus Bottle Kit

29670



Дополнительная упаковка в унидозах

29669

Однокомпонентный адгезив для бондинга:

- Композита к эмали и/или дентину
- Композита к композиту
- Композита к керамике и/или металлу
- Бондинга не прямых реставраций



OptiBond All-In-One

OptiBond All-in-One – однокомпонентная самопротравливающая адгезивная система, содержащая все компоненты для протравливания, прайминга и бондинга за один этап. OptiBond All-In-One является светоотверждаемым адгезивом и обеспечивает превосходную адгезию к любым поверхностям и материалам, включая непрямые реставрации на металлической основе. Уникальная технология нанопротравливания позволяет более эффективно по сравнению с другими однокомпонентными системами воздействовать на эмаль и достичь более высокой механической ретенции.

- **Простой одношаговый процесс.** Содержит все компоненты для протравливания, прайминга и бондинга за один этап. Не требует смешивания
- **Непревзойденная сила адгезии.** Уникальная технология нанопротравливания обеспечивает наиболее высокую силу сцепления с дентином и эмалью по сравнению с другими самопротравливающими адгезивными системами седьмого поколения.
- **Использование как для прямых, так и для не прямых реставраций.** Прекрасная адгезия к дентину, эмали, композитам, керамике, а также реставрациям на металлической основе, при фиксации их на композитный цемент Махсет.
- **Трехкомпонентная система растворителей.** Три растворителя обеспечивают исключительную стабильность и эффективное воздействие на эмаль для долговечного и надежного результата.
- **Различные системы подачи материала.** Бутылочка или удобная унидоза®.



OptiBond All-In-One

33381

Bottle Kit with Unidose Samples

33381

Состав: 1 бутылочка адгезива (5 мл), 3 унидозы (п 0,18 мл), 50 аппликаторов, 25 палеток для смешивания, инструкция по применению.

Unidose 100 Pack

34449

Состав: 100 унидоз (по 0,18 мл), 100 аппликаторов, инструкция по применению.


Аксессуары:

Аппликаторы, 200 шт

24680


Палетки для смешивания, 100 шт.

27157




Сила Адгезии

Сила адгезии однокомпонентных самопротравливающих адгезивных систем к дентину зуба человека (через 24 часа*)



Сила адгезии однокомпонентных самопротравливающих адгезивных систем к эмали зуба коровы (через 24 часа*)



* Исследование проведено д-ром James Dunn, Университет Loma Linda. Торговые марки являются собственностью владельцев.

Композиты

Connect

Армирующая лента из сверхпрочных полиэтиленовых волокон, обработанных холодной газоразрядной плазмой. Используется для усиления как постоянных, так и временных композитных и акриловых коронок и мостовидных протезов, ортодонтических ретейнеров и шинирующих конструкций, а также для ремонта зубных протезов. Может применяться для всех видов композитных реставраций.

Стартовый набор Connect Intro Kit 2 мм	26955
---	--------------

Состав: 1 катушка ленты Connect (ширина 2 мм, длина 90 см), 1 ножницы для разрезания ленты Connect, 1 пинцет, 1 бутылочка Kolor Plus (2 мл, бесцветный)

Стартовый набор Connect Intro Kit 3 мм	26956
---	--------------

Состав: 1 катушка ленты Connect (ширина 3 мм, длина 90 см), 1 ножницы для разрезания ленты Connect, 1 пинцет, 1 бутылочка Kolor Plus (2 мл, бесцветный)

Дополнительный набор Connect 1мм	900-678
---	----------------

Состав: 1 катушка ленты Connect (ширина 1 мм, длина 90 см), 1 бутылочка Kolor Plus (2 мл, бесцветный)

Дополнительный набор Connect ширина ленты 2 мм	900-679
---	----------------

Состав: 1 катушка ленты Connect (ширина 2 мм, длина 90 см), 1 бутылочка Kolor Plus (2 мл, бесцветный)

Дополнительный набор Connect 3 мм	900-680
--	----------------

Состав: 1 катушка ленты Connect (ширина 3 мм, длина 90 см), 1 бутылочка Kolor Plus (2 мл, бесцветный)

Ножницы Connect Scissors	26959
---------------------------------	--------------



Connect Intro Kit

26955

Construct

Армирующая лента из сверхпрочных полиэтиленовых волокон, обработанных холодной газоразрядной плазмой и пропитанных ненаполненной смолой, что позволяет сразу брать ее в руки в отличие от материала Connect. Это способствует экономии времени и снижению стоимости работ.

Construct Kit	30869
----------------------	--------------

Состав: 3 катушки ленты Construct (предварительно пропитанной) 1 мм, 2 мм и 3 мм (длина 90 см), 3 шприца со смолой Construct Resin: бесцветный, светлый, темный (3.5 г в одном шприце), 1 ножницы Construct, 1 пинцет, 1 красный и 1 синий карандаши для обозначения краевой линии.

Дополнительная катушка Construct Refill Ribbon Spool - 1 мм	30870
--	--------------

(длина 90 см)

Дополнительная катушка Construct Refill Ribbon Spool - 2 мм	30871
--	--------------

(длина 90 см)

Дополнительная катушка Construct Refill Ribbon Spool - 3 мм	30872
--	--------------

(длина 90 см)

Дополнительный шприц Construct Resin Untinted - бесцветный	30873
---	--------------

шприц 3.5 г

Дополнительный шприц Construct Resin Light - светлый	30874
---	--------------

шприц 3.5 г

Дополнительный шприц Construct Resin Dark - темный	30875
---	--------------

шприц 3.5 г

Ножницы Construct Scissors	26959
-----------------------------------	--------------



Construct Kit

30869

PREMISE

Универсальный Трехмодальный Наноккомпозит - наполнен на 84%, сочетает три вида наполнителей (0,02 мкм, 0,04 мкм и предварительно полимеризованный наполнитель). PREMISE великолепно моделируется, не липнет к инструменту, обладает превосходной полируемостью и долговечной эстетикой. Сверхнизкая полимеризационная усадка (от 1,4 до 1,6%) значительно уменьшает риск микропротечек и окрашивания по краю реставрации. PREMISE поставляется в шприцах и унисдозах, имеет 33 оттенка: 18 эмалевых, 8 дентинных, 4 прозрачных и 3 пакуемых.

PREMISE Syringe Standard Kit 32700

Состав: по одному шприцу (4 г) каждого из оттенков: эмалевые оттенки A2, A3, A3.5 и XL2; дентинные оттенки A2, A3 и A3.5; прозрачный оттенок Translucent Clear; пакуемый оттенок A3; аксессуары (*)

PREMISE Unidose Standard Kit 32701 E

Состав: 10 унисдоз (по 0.2 г) каждого из оттенков: эмалевые оттенки A2, A3, A3.5 и XL2; дентинные оттенки A2, A3 и A3.5; прозрачный оттенок Translucent Clear; пакуемый оттенок A3; аксессуары (*)

PREMISE Syringe Mini Kit + Comporoller 62850

Состав: по одному шприцу (4 г) каждого из оттенков: эмаль A2, A3, дентин A2; 1 бутылочка OptiBond Solo Plus (3 мл), 1 шприц протравочного геля (3 г), 50 одноразовых аппликаторов, 10 одноразовых насадок для шприца с протравочным гелем, 1 Comporoller, 10 цилиндрических и 10 конических насадок для Comporoller.

PREMISE Syringe Mini Kit + Comporoller 62851

Состав: по одному шприцу (4 г) каждого из оттенков: эмаль A2, A3, дентин A3; 1 бутылочка OptiBond Solo Plus (3 мл), 1 шприц протравочного геля (3 г), 50 одноразовых аппликаторов, 10 одноразовых насадок для шприца с протравочным гелем, 1 Comporoller, 10 цилиндрических и 10 конических насадок для Comporoller.

PREMISE Syringe Mini Kit + Comporoller 62853

Состав: по одному шприцу (4 г) каждого из оттенков: эмаль A2, дентин A2, прозрачный; 1 бутылочка OptiBond Solo Plus (3 мл), 1 шприц протравочного геля (3 г), 50 одноразовых аппликаторов, 10 одноразовых насадок для шприца с протравочным гелем, 1 Comporoller, 10 цилиндрических и 10 конических насадок для Comporoller.

PREMISE Packable Mini Kit + Comporoller 33673

Состав: по одному шприцу (4 г) каждого из пакуемых оттенков: A2, A3, A3.5; 1 бутылочка OptiBond Solo Plus (5 мл), 1 шприц протравочного геля (3 г), 50 одноразовых аппликаторов, 10 одноразовых насадок для шприца с протравочным гелем, 1 Comporoller, 10 цилиндрических и 10 конических насадок для Comporoller.

(*) Аксессуары

- 1 бутылочка адгезива OptiBondSolo™ Plus (5 мл)
- 1 бутылочка герметика для поверхности композита OptiGuard (5 мл)
- 1 шприц протравочного геля Kerr (3 г)
- 10 насадок для шприца с протравочным гелем
- 25 одноразовых палеток для смешивания
- 50 аппликаторов
- 1 набор для финишной обработки KerrHawe (15 x 12.6 мм дисков OptiDisc – по 5 каждого вида: Coarse/Medium, Fine, Extra и Extra-Fine; 2 держателя для дисков OptiDisc;
- 4 полировочные головки Gloss Polishers – по 2 каждого вида: пламевидные и чашевидные;
- 4 полировочные головки HiLuster^{PLUS} Polishers – по 2 каждого вида: пламевидные и чашевидные)
- 100 клиньев Sycamore Interdental Wedges MINI, бирюзовые
- 100 клиньев Sycamore Interdental Wedges, оранжевые
- 3 полировочные щетки OptiShine



PREMISE Mini Kit + CompoRoller



Клинический случай предоставлен доктором Дугласом Терри

Отдельные шприцы и ундозы PREMISE. Эмалевые оттенки.**Шприцы, 4г**

A1	32712
A2	32713
A3	32714
A3.5	32715
A4	32716
B1	32717
B2	32718
B3	32719
B4	32720
C1	32721
C2	32722
C3	32723
C4	32724
D2	32725
D3	32726
D4	32727
XL1	32728
XL2	32729

Ундозы, 20x0.2г

A1	32745
A2	32746
A3	32747
A3.5	32748
A4	32749
B1	32750
B2	32751
B3	32752
B4	32753
C1	32754
C2	32755
C3	32756
C4	32757
D2	32758
D3	32759
D4	32760
XL1	32761
XL2	32762

Прозрачные оттенки PREMISE**Шприцы, 4 г**

Amber	32738
Grey	32739
Clear	32740

Шприцы, 3 г

Super Clear	32741
-------------	-------

Ундозы, 20x0.2 г

Amber	32771
Grey	32772
Clear	32773
Super Clear	32774

Дентинные оттенки PREMISE**Шприцы, 4 г**

A2	32730
A3	32731
A3.5	32732
A4	32733
B1	32734
B2	32735
C2	32736
D2	32737

Ундозы, 20x0.2 г

A2	32763
A3	32764
A3.5	32765

A4	32766
B1	32767
B2	32768
C2	32769 E
D2	32770

Пакуемые оттенки Premise**Шприцы, 4 г**

A2	33670
A3	32742
A3.5	32743
A4	32744

Унидозы, 20x0.2 г

A2	33671
A3	32775
A3.5	32776
A4	32777

Расцветка Premise	32867
-------------------	-------

PREMISE Flowable

PREMISE Flowable - наноуполненный светополимеризуемый микрогибридный композит. Сочетание трех видов наполнителей (нанонаполнитель, предварительно полимеризованный наполнитель и наполнитель Point4) обеспечивает превосходную полируемость и долговечность.

- Исключительная механическая прочность и сверхнизкая полимеризационная усадка.
- Оптимальная вязкость, легко заполняет полости не образуя пор.
- Высокая рентгеноконтрастность.
- Универсальность.

PREMISE Flowable Assorted Kit 33371

Состав: по одному шприцу (1.7 г) каждого из оттенков: A1, A2, A3 и B1, 40 насадок



Premise flowable 4 pack

33371

Refills - 4 Pack**4 шприца (по 1.7 г) одного из оттенков, 40 насадок**

A1	33372
A2	33373
A3	33374
A3,5	33375
B1	33376
B2	33385
C2	33377
Универсальный opak	33378
XL1	33379
XL2	33380

Насадки (50 шт)	33370
-----------------	-------

Refills - 1 Pack**1 шприц (1.7 г), 10 насадок**

A1	33721
A2	33722
A3	33723
A3,5	33724
B1	33725
B2	33726
C2	33727
Универсальный opak	33728
XL1	33729
XL2	33730



Новинка

Herculite® XRV Ultra™

Свыше 20 лет Herculite® XRV является общепризнанным стандартом среди композитных реставрационных материалов. Подтверждая свое право на лидерство в области разработки высококачественных инновационных продуктов для стоматологии, компания 3M представляет новый универсальный наногибридный композит под культовым брендом: Herculite® XRV Ultra™. Использование последних достижений нанотехнологий позволило получить композит, обладающий выдающейся эстетикой, улучшенными рабочими и прочностными характеристиками. Реставрация из Herculite® XRV Ultra™ опалесцирует и флюоресцирует подобно натуральному зубу.

- **Введение нанонаполнителя.** Отличная полируемость, устойчивый блеск.
- **Улучшенная эстетика.** Реставрация опалесцирует и флюоресцирует подобно натуральному зубу
- **Улучшенные рабочие свойства.** Оптимальная консистенция, удобство в работе. Материал не липнет к инструменту и отлично моделируется.
- **Высокая механическая прочность.** Надежность бренда Herculite®.
- **Проверенная временем формула.** «Технология Herculite®» определяет доверие и уверенность в качестве.

Herculite XRV Ultra Standard Kit Syringe	33856
---	--------------

Состав: 10 шприцев (4 г) оттенков: Эмаль A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, D2 Дентин A2, A3, Аксессуары*

Herculite XRV Ultra Standard Kit Unidose	33857
---	--------------

Состав: 10 коробочек унидоз (10x0.2 г) оттенков: Эмаль A1, A2, A3, A3.5, B2, B3, C2, D2 Дентин A2, A3, Аксессуары*

Herculite XRV Ultra Intro Kit Syringe	33858
--	--------------

Состав: 6 шприцев (4 г) оттенков: Эмаль A1, A2, A3, A3.5, D2 Дентин A2, Аксессуары*

Herculite XRV Ultra Intro Kit Unidose	33859
--	--------------

Состав: 6 коробочек унидоз (10x0.2 г) оттенков: Эмаль A1, A2, A3, A3.5, D2 Дентин A2, Аксессуары*

*Аксессуары:

1 шприц текучего композита Premise Flowable (1.7 г)

10 насадок для шприца Premise Flowable

1 бутылочка OptiBond Solo Plus (5 мл)

1 шприц протравливающего геля (3 г)

Диски OptiDisc diam.12.6 мм по 15 штук каждого вида: Очень Грубые, Грубые/Средние, Тонкие и Ультра-Тонкие,

2 держателя для дисков

25 палеток для смешивания

50 аппликаторов

10 насадок для шприца с протравливающим гелем

Herculite XRV Ultra Mini Kit Syringe	33860
---	--------------

Состав: 3 шприца (4 г) оттенков: Эмаль A2, A3 Дентин A2, 1 бутылочка OptiBond Solo Plus (5 мл), 1 шприц протравочного геля (3 г), насадки для шприца с протравочным гелем, 50 аппликаторов.

Herculite XRV Ultra Mini Kit Unidose	34071
---	--------------

Состав: 3 коробочки унидоз (10x0.2 г) оттенков: Эмаль A2, A3 Дентин A2, 1 бутылочка OptiBond Solo Plus (5 мл), 1 шприц протравочного геля (3г), насадки для шприца с протравочным гелем, 50 аппликаторов.



Клинические случаи предоставлены проф. Анджело Путиньяно



Отдельные шприцы и унидозы Herculite XRV Ultra. Эмалевые оттенки.**Шприцы, 4 г**

XL	34001
A1	34002
A2	34003
A3	34004
A3.5	34005
A4	34006
B1	34007
B2	34008
B3	34009
B4	34010
C1	34011
C2	34012
C3	34013
C4	34014
D2	34015
D3	34016
D4	34017
Режущий край	34027

Унидозы, 20x0.2 г

XL	34028
A1	34029
A2	34030
A3	34031
A3.5	34032
A4	34033
B1	34034
B2	34035
B3	34036
B4	34037
C1	34038
C2	34039
C3	34040
C4	34041
D2	34042
D3	34043
D4	34044
Режущий край	34054

Дентинные оттенки Herculite XRV Ultra**Шприцы, 4 г**

A1	34018
A2	34019
A3	34020
A3.5	34021
B1	34022
B2	34023
C2	34024
D2	34025
D3	34026

Унидозы, 20x0.2 г

A1	34045
A2	34046
A3	34047
A3.5	34048
B1	34049
B2	34050
C2	34051
D2	34052
D3	34053



Herculite® XRV™

Светополимеризуемый микрогибридный композитный материал в шприцах и унидозах. Предназначен для реставраций фронтальных и жевательных зубов, включая реставрации I, II, III, IV и V классов, пришеечные эрозии и изготовление прямых виниров:

- Содержит приблизительно 79 % неорганического наполнителя (по весу) со средним размером частиц 0,6 мк
- Многолетняя клиническая практика доказывает исключительную надежность и долговечность эстетики
- Свойства материала позволяют создавать анатомические формы, не подверженные износу
- 16 оттенков эмали по шкале Vita® и 16 оттенков дентина по шкале Vita®, а также 2 оттенка режущего края, 1 пришеечный и 3 бугорковых для достижения особого уровня эстетичности работ Vita® ist eine Handelsmarke der Vita Zahnfabrik, Deutschland.
- Vita является зарегистрированной торговой маркой компании Vita Zahnfabrik Company, Германия.

Набор в шприцах Herculite XRV Esthetic Kit**30893**

Для большего удобства при использовании данный набор поставляется в двух отдельных чемоданчиках: в одном находятся два уровня, во втором один.

Состав: 16 x 5 г шприцев каждого из оттенков эмали

Оттенки А – А1, А2, А3, А3.5, А4 / Оттенки В – В1, В2, В3, В4

Оттенки С – С1, С2, С3, С4 / Оттенки D – D2, D3, D4

7 шприцев x 5 г каждого из оттенков дентина

Оттенки А – А2, А3, А3.5 / Оттенки В – В1, В2

Оттенки С – С2 / Оттенки D – D2

2 x 2,5 г шприца каждого из оттенков режущего края: средний, светлый

бутылочка 5 мл OptiBond Solo Plus, 50 одноразовых аппликаторов, 25 одноразовых емкостей для смешивания,

1 x 3 г шприц протравливающего геля с 10 одноразовыми насадками

Набор в шприцах Herculite XRV General**30894**

Состав: 10 шприцев x 5 г каждого из оттенков эмали

Оттенки А – А1, А2, А3, А3.5 / Оттенки В – В1, В3

Оттенки С – С2, С3 / Оттенки D – D2, D3

4 шприца x 5 г каждого из оттенков дентина

Оттенки А – А2 / Оттенки В – В1

Оттенки С – С2 / Оттенки D – D2

2 шприца x 2,5 г каждого из оттенков режущего края: средний, светлый

1 x 5 мл. бутылочка OptiBond Solo Plus, 50 одноразовых аппликаторов, 25 одноразовых емкостей для смешивания,

1 x 3 г шприц протравливающего геля с 10 одноразовыми насадками

Дополнительные шприцы XRV. Эмалевые оттенки**1 шприц x 5 г****Оттенки А**

A1	22859
----	-------

A2	22860
----	-------

A3	22861
----	-------

A3.5	22862
------	-------

A4	22863
----	-------

Оттенки В

B1	22864
----	-------

B2	22865
----	-------

B3	22866
----	-------

B4	22867
----	-------

Оттенки С

C1	22868
----	-------

C2	22869
----	-------

C3	22870
----	-------

C4	22871
----	-------

Оттенки D

D2	22872
----	-------

D3	22873
----	-------

D4	22874
----	-------



Разрушение дентина



Реставрация с помощью Herculite XRV



Herculite XRV

Дентинные оттенки**1 шприц x 5 г****Оттенки А**

A1	23391
A2	22875
A3	22876
A3.5	22877
A4	23390

Оттенки В

B1	22878
B2	22879
B3	23389
B4	23388

Оттенки С

C1	23387
C2	22880
C3	23386
C4	23385

Оттенки D

D2	22881
D3	23384
D4	23392

Пришеечные оттенки**1 шприц x 5 г**

Красный/коричневый	29832
Серый/коричневый	29833
Желтый/коричневый	29834

Оттенки режущего края**1 шприц x 2,5 г**

Светлый	22882
Средний	22883

Herculite® XRV™ Unidose**Набор в унидозах Herculite XRV Unidose Kit**

30895

Состав: 10 x 0.25 г унидоз каждого из оттенков эмали:

Оттенки А – А1, А2, А3, А3.5 / Оттенки В – В1, В3

Оттенки С – С2, С3 / Оттенки D – D2, D3

10 x 0.25 г унидоз каждого из оттенков дентина:

Оттенки А – А2 / Оттенки В – В1

Оттенки С – С2 / Оттенки D – D2

10 x 0.25 г унидоз каждого из оттенков режущего края: средний/светлый, 1 x 5 мл. бутылочка OptiBond Solo Plus,

50 одноразовых аппликаторов, 25 одноразовых емкостей для замешивания, 1 x 3 г

шприц протравочного геля и 10 одноразовых насадок.



Набор в унидозах Herculite XRV Unidose Kit

30895

Дополнительные унидозы XRV (по 20 унидоз x 0.25 г). Эмалевые оттенки**Оттенки А**

A1	23036
A2	23037
A3	23038
A3.5	23039
A4	23040

Оттенки В

B1	23041
B2	23042
B3	23043
B4	23044

Оттенки С

C1	23045
C2	23046
C3	23047
C4	23048

Оттенки D

D2	23049
D3	23050
D4	23051

Дентинные оттенки**Унидозы, 20 x 0.25 г****Оттенки А**

A2	23052
A3	23053
A3.5	23054

Оттенки В

B1	23055
B2	23056

Оттенки С

C2	23057
----	-------

Оттенки D

D2	23058
----	-------

Оттенки режущего края

Средний	23059
Светлый	23060

Kolor + Plus® Resin Colour Modifier Kit

9 интенсивных и 2 опаковых оттенка для создания эффектов при выполнении реставраций. Данный набор расширяет Ваши возможности в достижении цвета, максимально соответствующего естественному окрасу зубов. С помощью системы Kolor + Plus Вы можете подкрашивать окклюзионные поверхности, гингивальные области, имитировать бороздки, появляющиеся в процессе старения зуба, а также воссоздавать мельчайшие детали, придавая реставрации наиболее естественный вид.


Kolor + Plus Modifier Kit

23408

Состав: 1 x 2 мл. бутылочка каждого цвета: желтый, лавандовый, коричневый, синий, белый, красный, серый, охра, бесцветный, опаковый А1, опаковый А3.

Дополнительные упаковки Kolor + Plus (бутылочка 2 мл)

Желтый	23394
Лавандовый	23395
Коричневый	23396
Синий	23397
Белый	23398
Красный	23399
Серый	23400
Бесцветный	23401
Охра	23404
Опаковый А1	23402
Опаковый А3	23403



Kolor + Plus



Препарированная полость



Конечный результат



Point4™

Композитная система с оптимизированными частицами (средний размер 0,4 мк). Данный микрогибридный композит для реставраций фронтальных и жевательных зубов представлен в 16 оттенках в шкале Vita®, в том числе 3 прозрачных, и 8 опакowych. Point4™ придает реставрациям естественный вид, эстетические качества и прочность, что возможно только благодаря использованию комбинации гибридных и микронаполненных материалов.

Набор в шприцах Point4 Syringe Kit**29887**

Состав: 1 x 4 г шприц каждого из оттенков: А2, А3, А3.5, В2, Т1, 1 x 5 мл. бутылочка OptiBond Solo Plus, 2 x 3 г шприца протравливающего геля, 20 одноразовых насадок для шприцев с гелем, 25 одноразовых емкостей для замешивания, 50 одноразовых аппликаторов



Набор Point4 Syringe Kit

29887

Дополнительные шприцы Point4 (по 4 г)**Оттенки А**

A1	29876
A2	29877
A3	29878
A3.5	29879
A4	29880

Оттенки В

B1	29881
B2	29882
B3	29883
B4	29884

Оттенки С

C1	29885
C2	29886
C3	29887
C4	29888

Оттенки D

D2	29889
D3	29890
D4	29891

Очень светлые

XL1	29892
XL2	29893
XL3	29894

Прозрачные

T1	29895
T2	29896
T3	29897

Опаковые

A2	31360
A3	31361
A3.5	31362
B1	31364
B2	31365



Реставрация с помощью Point4



Окончательная реставрация

Набор в унидозах Point4 Unidose Kit**29688**

10 унидоз (по 0,2 г) каждого из оттенков: А2, А3, А3.5, В2, Т1, 1 x 5 мл. бутылочка OptiBond Solo Plus, 2 x 3 г шприца протравливающего геля, 20 одноразовых насадок для шприцев с протравливающим гелем, 25 одноразовых емкостей для смешивания, 50 одноразовых аппликаторов

Дополнительные унидозы Point4 (20 унидоз x 0,2 г)**Оттенки А**

A1	29898
A2	29899
A3	29900
A3.5	29901
A4	29902

Оттенки В

B1	29903
B2	29904
B3	29905
B4	29906

Оттенки С

C1	29907
C2	29908
C3	29909
C4	29910

Оттенки D

D2	29911
D3	29912
D4	29913

Очень светлые

XL1	29914
XL2	29915
XL3	29916

Прозрачные

T1	29917
T2	29918
T3	29919

Опаковые

A2	31368
A3	31369
A3.5	31370
A4	31371
B1	31372
B2	31373
C2	31374
D2	31375



Набор в унидозах Point4 Unidose Kit

29688

Revolution™ Formula 2

Светоотверждаемый текучий гибридный композит для реставраций полостей III, IV и V классов. На 60% наполнен частицами наполнителя размером 0.6 мк. Revolution Formula 2™ легко наносится, полностью заполняя пространство реставрируемой полости, в областях, где желательна минимальное нанесение материала. Наносится с помощью шприца объемом 1 г, снабженного насадкой с тонкой иглой для точного нанесения на реставрируемый участок. Материал прост в использовании, обеспечивает непревзойденную стойкость цвета, отлично полируется, создавая высокую эстетичность производимых реставраций.

Стартовый набор Revolution Formula 2 Intro Kit 29514

Состав: 4 шприца х 1 г каждого из оттенков А2, В3, С3 и универсальный опакочный

Набор Revolution Formula 2 Assorted Kit 29515

Состав: 4 шприца х 1 г, 2 очень светлых, 1 оттенок режущего края, 1 десневой и 1 опакочный белый

Дополнительные оттенки Revolution Formula 2

4 шприца х 1 г каждого из оттенков

Оттенки А

A1	29493
A2	29494
A3	29495
A3.5	29496
A4	29497

Оттенки В

B1	29498
B2	29499
B3	29500

Auswahl C

C1	29502
C2	29503
C3	29504
C4	29505

Оттенки D

D2	29506
D3	29507
Очень светлый	29509
Десневой	29510
Светлый оттенок режущего края	29511
Универсальный опакочный	29512
Белый опакочный	29513

Дозирующие насадки, черные 22 калибра (100 шт.) 450119

Дозирующие насадки, желтые 20 калибра (100 шт.) 450120



Применение Revolution Formula 2 в качестве прокладки в препарированной полости



Набор Revolution Formula 2 Intro Kit

29514

Герметики**Guardian Seal**

Выделяющий фтор светоотверждаемый фиссурный герметик. Благодаря запатентованной технологии Guardian Seal™ обеспечивает непревзойденную защиту зубов от окклюзионного поражения. Guardian Seal обладает опакочным оттенком, оптимальным для сохранения видимости, но при этом материал достаточно прозрачен для определения наличия кариеса. Материал наполнен на 30%, предлагает отличное сочетание текучести и прочности. Одноразовые наконечники в виде кисточки-аппликатора позволяют без труда наносить Guardian Seal.

Набор Guardian Seal Kit 31169

Состав: 4 х 1 г шприца, 40 одноразовых наконечников в виде кисточки-аппликатора.

Дополнительные наконечники Guardian Seal Brush Tips 31323

Состав: 40 наконечников в виде кисточки-аппликатора



Набор Guardian Seal Kit

31169

OptiGuard

Универсальный композитный герметик с выделением фтора. Повышает долговечность эстетики готовой реставрации путем заполнения и упрочнения микротрещин и ямок, которые появляются в ходе финишной обработки на высокой скорости. С помощью OptiGuard реставрации защищены от преждевременного износа и старения.

Набор OptiGuard Kit**26685**


Состав : 2 x 5 мл. бутылочка герметика OptiGuard , 1 x 3 г шприц с протравливающим гелем, 10 одноразовых насадок на шприц с протравливающим гелем, 25 одноразовых емкостей для смешивания , 50 одноразовых аппликаторов

Дополнительная упаковка OptiGuard Refill Pack

1 бутылочка герметика OptiGuard Surface Sealant (5 мл)

25880

Набор OptiGuard Kit

26685

Перед нанесением OptiGuard (50-кратное увеличение в сканирующем электронном микроскопе)



После нанесения OptiGuard

Цементы и прокладочные материалы**Cavalite**

Светоотверждаемый рентгеноконтрастный прокладочный материал на основе гидроксиапатита и стеклоиономерного цемента.

Cavalite**20282**

Состав: 10 мл Cavalite, 1 блокнот для замешивания



Cavalite

20282**Life**

Лечебный материал на основе гидроксида кальция для покрытия пульпы зуба.

Regular Set - нормального отверждения

Стандартная упаковка

60769

Состав: 12 г базовой пасты, 12 г катализатора, 1 блокнот для замешивания

Большая упаковка

60927

Состав: 5 x 12 г базовой пасты, 5 x 12 г катализатора, 5 блокнотов для замешивания

Fast Set - быстрого отверждения

Стандартная упаковка

60997

Состав: 12 г базовой пасты, 12 г катализатора, 1 блокнот для замешивания

Большая упаковка

60998

Состав: 5 x 12 г базовой пасты, 5 x 12 г катализатора, 5 блокнотов для замешивания



Life

60769

Новинка

Maxcem Elite

Maxcem Elite является самопротравливающим, самоадгезивным композитным цементом для непрямых реставраций, с увеличенной силой адгезии и непревзойденной простотой использования: не требуется ручного замешивания и хранения в холодильнике, излишки легко удаляются. Для большего удобства имеются интра-оральные насадки и насадки для внесения материала в канал, для работы в труднодоступных областях.

- **Сила адгезии 22-36 МПа.** Превосходная адгезия без применения адгезивной системы.
- **Простота использования.** Не требуется ручного замешивания и хранения в холодильнике, излишки легко удаляются.
- **Совместимость с любыми поверхностями.** Дентин, эмаль, безметалловая и металлокерамика, блоки CAD/CAM
- **Высоко-эффективный механизм полимеризации в темноте.** Полная полимеризация даже в отсутствие света.

Maxcem Elite Standard Kit**34055**

Состав: 5 шприцев по 5 г (2хпрозрачного оттенка, белый, белый опаковый, желтый), 30 смесительных насадок стандартных, 20 насадок с широким наконечником, 10 интра-оральных насадок, 10 насадок для внесения материала в канал, инструкция.

Maxcem Elite Value Kit**34056**

Состав: 2 шприца по 5 г прозрачного оттенка Maxcem Elite, 1 шприц для автоматического смешивания 11.7 г TempBond NE, 10 смесительных насадок стандартных, 10 насадок с широким наконечником, 10 интра-оральных насадок, 10 насадок для шприца TempBond NE, инструкция.

Maxcem Elite Mini Kit**34057**

Состав: 1 шприц 5 г прозрачного оттенка, 5 смесительных насадок стандартных, 5 насадок с широким наконечником, 5 интра-оральных насадок, инструкция

Дополнительные упаковки Maxcem Elite

Состав: 2 шприца по 5 г, 10 смесительных насадок стандартных, 10 насадок с широким наконечником, инструкция.

Прозрачный

34058

Белый

34059

Белый опаковый

34060

Желтый

34061

Коричневый

34062**Аксессуары**


50 смесительных насадок стандартных

34074

10 интра-оральных смесительных насадок

34075

10 насадок для внесения материала в канал

34076

Насадка для внесения материала в канал и интра-оральная насадка



Maxcem Elite Standard Kit

34055

Клинический случай предоставлен доктором Робертом А. Лоуве

NX3

Универсальная композитная система для постоянной фиксации любых не прямых реставраций, имеющая инновационный химический состав и обеспечивающая непревзойденный эстетический результат и адгезию. Вы можете выбрать между двумя системами подачи материала: цемент двойного отверждения (база/катализатор) в двойном шприце для автоматического смешивания и светоотверждаемый цемент в отдельном шприце (только база) для фиксации виниров в ситуациях, когда требуется неограниченное рабочее время. Цемент двойного отверждения в шприце для автоматического смешивания можно использовать для всех видов не прямых реставраций, включая виниры. Специальная иницирующая система, не содержащая аминов, обеспечивает отличную стабильность цвета для достижения долгосрочных эстетических результатов.

- **Простота использования.** Благодаря двойному шприцу не требует замешивания.
- **Возможность отверждения только светом.** Для фиксации виниров в ситуациях, когда требуется неограниченное рабочее время..
- **Великолепная адгезия к любым поверхностям.** Дентин, эмаль, блоки CAD/CAM, керамика, фарфор, композит, металл.
- **Совместим с традиционными и самопротравливающими адгезивами.** При применении техники тотального протравливания активатор двойного отверждения не требуется.
- **Превосходная цветовая стабильность.** Длительное сохранение эстетики при использовании как цемента двойного отверждения, так и отверждаемого только светом.
- **Простота удаления излишков.** Излишки легко удаляются по достижению материалом состояния геля.

NX3 Intro Kit**33642**

Состав: По 1 двойному шприцу (5 г) цемента двойного отверждения: прозрачный, белый и желтый; по 1 шприцу (1,8 г) светоотверждаемого цемента: прозрачный, белый и желтый; по 1 шприцу (3 г) пробного геля: прозрачный, белый и желтый; 1 бутылочка силиконового праймера (5 мл); 30 смесительных насадок; техническая карточка и инструкция по применению.

NX3 Trial Kit**33653**

Состав: 1 двойной шприц (5 г) цемента двойного отверждения, прозрачный оттенок; 10 смесительных насадок, 1 бутылочка однокомпонентного адгезива OptiBond All-In-One (5 мл), инструкция по применению.

NX3 Light-Cure Kit**33682**

Состав: 2 шприца (1,8 г) светоотверждаемого цемента: прозрачный и белый; 10 унисдоз OptiBond Solo Plus, 1 шприц протравливающего геля (3 г), 1 бутылочка силиконового праймера (5 мл), 10 смесительных насадок, 10 насадок для шприца с протравливающим гелем, инструкция по применению.

Дополнительные упаковки NX3

Цемент двойного отверждения (прозрачный), двойной шприц 5 г.	33643
Цемент двойного отверждения (белый), двойной шприц 5 г.	33644
Цемент двойного отверждения (желтый), двойной шприц 5 г.	33645
Цемент двойного отверждения (для отбеленных зубов), двойной шприц 5 г.	33646
Цемент двойного отверждения (белый опаковый), двойной шприц 5 г.	33647
Светоотверждаемый цемент (прозрачный), 1,8 г.	33648
Светоотверждаемый цемент (белый), 1,8 г.	33649
Светоотверждаемый цемент (желтый), 1,8 г.	33650
Светоотверждаемый цемент (для отбеленных зубов), 1,8 г.	33651
Светоотверждаемый цемент (белый опаковый), 1,8 г.	33652
Пробный гель (прозрачный), 3 г.	33656
Пробный гель (белый), 3 г.	33657
Пробный гель (желтый), 3 г.	33658
Пробный гель (белый опаковый), 3 г.	33659
Пробный гель (для отбеленных зубов), 3 г.	33660

Смесительные насадки, 50 шт.	33655
------------------------------	--------------



NX3 Intro Kit



Клинический случай предоставлен доктором Митчем Кондиттом

Материалы для восстановления культи зуба

CoreRestore2™

Композитная система двойного отверждения на основе искусственной смолы для восстановления культи зуба. Высокая наполненность (83%) в сочетании с оптимальными рабочими и механическими характеристиками гарантируют чрезвычайную прочность и долговечность культи, а использование технологии OptiBond Solo Plus обеспечивает исключительную силу адгезии. Благодаря новым параметрам отверждения и консистенции, материал превосходно наносится и прост в использовании. Голубой оттенок позволяет без труда определить границы зуба. Также доступен бесцветный оттенок. Разработанные для создания базовой формы культи 6 различных форм пластиковых колпачков позволяют избежать процедур формовки и шлифовки и сэкономить время и силы.



CoreRestore2 Refill Packs

1 x 4 г шприц катализатора CoreRestore2 низкой вязкости	31300
1 x 4 г шприц катализатора CoreRestore2 высокой вязкости	31301
1 x 4 г шприц базы CoreRestore2 универсальной	31302
1 x 4 г шприц базы CoreRestore2 белой	31303
1 x 4 г шприц базы CoreRestore2 голубой	31305
1 x 4 г шприц материала глубокого отверждения CoreRestore2 HD0C – отверждаемый только светом (оттенок бесцветный)	31748
Колпачки CoreRestore2, 40 шт.	76019



Материал глубокого отверждения
CoreRestore 2

31748

Амальгамы

Contour

Несодержащая гамма-2 фазы серебряная капсулированная амальгама. 70% сплава составляют сферические частицы, 30% – опилки, что способствует получению более плотного состава пломбы, обеспечивающего отличное краевое прилегание. Contour помогает избежать возникновения сколов и отслаивания материала по краям.

Contour, 50 капсул

Нормального отверждения, коричневая

50 капсул по 400 мг, одиночная порция	29963
50 капсул по 600 мг, двойная порция	29966
50 капсул по 800 мг, тройная порция	29969

Contour, 500 капсул

Нормального отверждения, коричневая

500 капсул по 400 мг, одиночная порция	31347
500 капсул по 600 мг, двойная порция	31348
500 капсул по 800 мг, тройная порция	29970



Contour

Tytin®

Не содержащая гамма-2 фазы капсулированная амальгама с высоким содержанием серебра. 100% содержание частиц сферической формы делает материал простым в применении и обеспечивает чрезвычайно гладкую поверхность реставрации. Обладает отличной краевой прилегаемостью, во времени не теряет блеск и позволяет производить полировку немедленно (через 8 минут).

Tytin, 50 капсул**Нормального отверждения, голубая**

50 капсул по 400 мг, одиночная порция	29945
50 капсул по 600 мг, двойная порция	29948
50 капсул по 800 мг, тройная порция	29951

Медленного отверждения, светло-голубая

50 капсул по 400 мг, одиночная порция	29954
50 капсул по 600 мг, двойная порция	29957
50 капсул по 800 мг, тройная порция	29960

Tytin, 500 капсул**Нормального отверждения, голубая**

500 капсул по 400 мг, одиночная порция	29946
500 капсул по 600 мг, двойная порция	31345
500 капсул по 800 мг, тройная порция	31346

Медленного отверждения, светло-голубая

500 капсул по 400 мг, одиночная порция	29955
500 капсул по 600 мг, двойная порция	29958
500 капсул по 800 мг, тройная порция	29961



Tytin

Tytin FC™ (Сильной конденсации)

Не содержащая гамма-2 фазы капсулированная амальгама с высоким содержанием серебра. Формула с запатентованными частицами позволила получить материал, сочетающий лучшие свойства амальгамы Tytin с улучшенной конденсируемостью сплавов из разнородных частиц и повышенной компрессионной прочностью.

Tytin, 50 капсул.**Нормального отверждения, темно-серая**

50 капсул по 400 мг, одиночная порция	29981
50 капсул по 600 мг, двойная порция	29984
50 капсул по 800 мг, тройная порция	29987

Быстрого отверждения, желтая

50 капсул по 400 мг, одиночная порция	29990
50 капсул по 600 мг, двойная порция	29993
50 капсул по 800 мг, тройная порция	29996

Tytin FC, 500 капсул**Нормального отверждения, темно-серая**

500 капсул по 400 мг, одиночная порция	29982
500 капсул по 600 мг, двойная порция	29985
500 капсул по 800 мг, тройная порция	29988

Быстрого отверждения, желтая

500 капсул по 400 мг, одиночная порция	29991
500 капсул по 600 мг, двойная порция	29994
500 капсул по 800 мг, тройная порция	29997



Tytin FC (FC= Сильная Конденсация)

Амальгамосмеситель SDS Kerr 4000

SDS Kerr 4000 Amalgamator является универсальным высокоскоростным амальгамосмесителем, управляемым с помощью микропроцессора, гарантирующего точное и качественное смешивание. SDS Kerr 4000 обеспечивает получение однородной консистенции, позволяя регулировать частоту смешивания и устанавливать необходимое время смешивания. Для обеспечения безопасности при открытии дверцы аппарата для извлечения капсулы прибор отключается.

Амальгамосмеситель SDS Kerr 4000**61330**

Амальгамосмеситель SDS Kerr 4000

61330